



ویسکومتر مقایسه ای در ۴۰ درجه سلسیوس



- اندازه گیری ویسکوزیته انواع روغن در دمای ۴۰ درجه سلسیوس
- محاسبه درصد تغییرات ویسکوزیته روغن کارکرده نسبت به روغن نو
- دارای دقت بالا در اندازه گیری میزان تغییرات ویسکوزیته
- مجهز به محفظه گردان هیتر و سورنگ
- آزمون در مدت کوتاهی انجام می شود (حدود ۵ دقیقه)
- نیاز به حجم کم نمونه روغن (۵ میلی لیتر)
- عدم نیاز به مواد خاص مصرفی
- دارای سرنگ شیشه ای مخصوص

Rolling Ball Viscometer @ 40° C

MNP-VIS-403