



ویسکومتر مقایسه ای در ۱۰۰ درجه سلسیوس

Comparative Rolling Ball Viscometer

MNP-VIS-405



- اندازه گیری ویسکوزیته انواع روغن در دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس
- محاسبه درصد تغییرات ویسکوزیته روغن کارکرده نسبت به روغن نو
- دارای دقت بالا در اندازه گیری میزان تغییرات ویسکوزیته
- نیاز به حجم کم نمونه روغن (۵ میلی لیتر)
- دارای سرنگ شیشه ای مخصوص مقاوم در برابر حرارت
- عدم نیاز به مواد خاص مصرفی
- انجام آزمون کمتر از ۱۰ دقیقه
- سبک و قابل حمل

0911-151-3136



011-33361273

